

DARPHIE (THAILAND) CO.,LTD.



CATALOG

BEST OF THE BEST
THE FUTURE PRODUCTS FOR TODAY

* * 0-2293-1800-4 * *



TotalCem

Self-Etching & Self-Adhesive
Permanent Resin Cement

1 Box : 1 Smartmix 8G. (5 mL.)

10 Mixing tips, 10 Fine intra oral tips

10 Extra fine intra oral tips

ProviTemp

Temporary Cement
No Eugenol

1 Box : 1 Smartmix 8G. (5 mL.)

10 Mixing tips



DentoCore Body A3

Core Build-Up & Post Cementation
Composite Material / Dual (Self-and Light-curing)

1 Box : 1 Cartridge 50G.

25 Mixing tips

25 Intra oral tips

DentoCrown

Self-Curing Resin for
Temporary Crowns & Bridges

1 Box : 1 Cartridge 76G.

10 Mixing tips

Color : A2, A3





Reflectys

Anterior and Posterior NanoHybrid Light-Cured Composite Material

1 Box : 1 syr. x 4g.

Color : A1, A2, A3, A3.5, A4, B2, B3, E, A20, A30



Reflectys Kit

4 Syringes : A2, A3, A3.5, A4 @4g.

1 Bonding Iperbond Ultra : 5 ml.



Reflectys Flow

Flowable NanoHybrid Composite Material

1 Box : 1 syr. x 2g.

10 Tips

**INNOVATION
PATENTED
FORMULA**

Iperbond Ultra Activator

Chemical activator for Iperbond Ultra



1 Bottle : Iperbond Ultra Activator : 3 ml.



Iperbond Ultra

Universal Adhesive / Self-Etching

Iperbond Ultra : 5 ml.

Dual-Cured Bonding / Self-Etching

Mix equal quantities of Iperbond Ultra and Iperbond Ultra Activator



Quick Bond Kit

2 step self-etching bonding system
Bonding of all filling materials

Quick Bond Prime "A" : 10 ml.

Quick Bond Bond "B" : 10 ml.

50 Green micro-applicators

50 Blue micro-applicators

1 Mixing pad



Bond Activator

Chemical activator for Quick Bond

1 Bottle : Bond Activator : 7 ml.



Dual-Cured Bonding

Mix equal quantities of Quick Bond Bond and Bond Activator



Extra-fine needle tips
For precise application

Pointed brushes
For cleaning of pits



Prevent Seal

Self-Etching light-Cured Pit & Fissure Sealant

1 Pack : 1 syr. x 1.2 ml.

3 pointed brushes

10 extra-fine needle tips 25g.



Aqium® 3D

Aqium® 3D PUTTY STANDARD




1 Set : 300 ml. x 2 Jars (Base+Catalyst)
Colour: Blue



Aqium 3D PUTTY STANDARD
+ Aqium 3D LIGHT
(2-step technique)

Aqium® 3D Medium

Aqium 3D PUTTY STANDARD
+ Aqium 3D MEDIUM
(2-step technique)



1 Box : 50 ml. x 2 Carts.
+12 Mixing tips NT, Yellow
Colour: Orange



Aqium® 3D Light



1 Box : 50 ml. x 2 Carts.
+12 Mixing tips, Yellow
Colour: Neon-Green



SCANBAR!
getestet und empfohlen von
3shape

BEST HYDROPHYLICITY
มีความชอบน้ำสูงมาก เทียบกับ A-Silicone อื่นๆ

VARIOUS VISCOSITY
มีความหนืดให้เลือกทำงานได้ตามความถนัดและเทคนิค

HIGHEST TEAR STRENGTH
มีความยืดหยุ่นสูง ทนฉีกขาดได้ดี พิมพ์ง่าย

PERFECT SCANNABILITY
ได้มาตรฐานงานสแกนดิจิทัลตลอด ตอบรับเทคโนโลยี

VERICOM

KOREA RESTORATIVE PRODUCTS

Denfil

Light-Cured restorative Micro-Hybrid Composite



1 Box : 5 syrs. @ 4 g.
Shade : A1, A2, A3, A3.5, A4
Bonding Agent : 1 Bott. @ 5 ml.
Etchant : 1 Syr. @ 3 ml.

Denfil Etchant

Etching gel phosphoric acid 37%

1 Box : 5 syrs. @ 5 ml.
Disposable tips 20 pcs.



Denfil Flow

Light-Cured Micro-Hybrid Flowable Composite

1 Box : 4 syrs. @ 2 g.
Shade : A1, A2, A3, A3.5
20 Disposable tips



BC Plus

Single Component Total-Etching System

1 Box : 1 Bottle 5 ml.



Eco-S

Light-Cured Pit & Fissure Sealant

1 Box : 4 syrs. @ 1.2 ml.
Disposable tips 20 pcs.
Refill : 1 syr. @ 1.2 ml.



Well-Prep

Creamy EDTA Root Canal Cleanser
For Endodontics

1 Pack : 3 syrs. @ 6 g.
Disposable tips 20 pcs.



Well-Pex

Oil-Based Calcium Hydroxide Paste with Ladoform
For Endodontics

1 Box : 1 syr. @ 2 g.
Disposable tip 20 pcs.
Expansion holder 1 pc.



Well-Root ST

Permanent Root canal sealing material
Permanent Obturation Root Canal

1 Box : 1 syr. @ 2 g.
Disposable tips 15 pcs.



Spacer

Light-Cured Temporary Filling Material

1 Pack : 3 syrs. @ 3 g.



Eazipan LC

Light-cured Individual Tray Resin

1 Box : 50 Pcs.



Oxford Impression and Bite Registration Materials



Oxford Print Putty

1 Set : 600g. x 2 Jars. (Base+Catalyst)

Non-Sticky
★★★★★
Kneadable like a Real Putty

Oxford Print Light

1 Box : 50 ml. x 8 Carts.

Mixing Tip 50 Pcs., Intraoral Tip 50 Pcs.

1 Box : 50 ml. x 2 Carts.

Mixing Tip 12 Pcs.



Oxford Print Medium

1 Box : 50 ml. x 2 Carts.

Mixing Tip 12 Pcs.

Oxford Print Light

1 Set : 90 ml. x 2 Tubes. (Base+Catalyst)



Oxford Print Mono

1 Box : 50 ml. x 2 Carts.

Mixing Tip 12 Pcs.

Oxford Print Mono

1 Set : 135 ml. x 2 Tubes. (Base+Catalyst)



Oxford Bite Registration

1 Box : 50 ml. x 2 Carts.

Automix Tip 12 Pcs.

Oxford Tray Fix

1 Bott : 10 ml.





Filling Composites, Liners and Light-Cure Bondings

Light Cure Nano-Filler Reinforced Composite



Oxford Ceram Nano System Kit

1 Kit : Oxford ceram nano 4g. x 8 syr.

Bonding 5 ml. 1 Bott

Etching 3 ml. 1 syr.

Shade : A2:1 Syr, A3:4 Syr, A3.5:3 Syr.



Refill : 1 Syr = 4g.

Shade : A2, A3, A3.5

Light Cured Resin Reinforced GI-Baseliner



Oxford Iono VLC

1 Box : 3.3g. x 5

1 Box : 3.3g. x 2

Tip : 15 Pcs.



Light Cured Calcium Hydroxide Liner



Oxford Cal Vlc

1 Box : 3g. x 2

Refill : 3g. x 1

Light Cure Single Bottle Total Etch Adhesive




Oxford Bond TE Mono

1 Bottle : 5 ml.



Dual Cured Bonding / Self-Etch



Oxford Bond SE Dual

1 Box : 5 ml. x 2

Bonding 1 Bottle : 5 ml.

Activator 1 Bottle : 5 ml.

Micro-applicators 50 Pcs.

Mixing pallet 5 Pcs.

Special for
Dual Cure
Composites

Dual Cure Core Build-Up and Post Cementing Composite, containing Fluoride and Zirconia



Oxford Zircore Nano Automix

1 Box : 1 Cart 25 ml.

Shade : A3

Automix Tip : 10 Pcs.

Intraoral Tip : 10 Pcs.

LEGACY 5



PROSTYLE SF



EURO



WORKHORSE



COUPLER



MX FLUORESCENCE™ HD LED Coupler
TOOTH CARIES DETECTION

TURBO



High Speed Handpiece

J5 (Quick Disconnect Type)



คุณสมบัติทางเทคนิค

สีของระบบส่องสว่าง : 5,500-6,500 K

ระดับเสียงเมื่อทำงาน : น้อยกว่า 60 Db

★ ให้กำลังสูงสุด : 22 : วัตต์ ★

ระบบน้ำ 3 ทาง

เคลือบด้วย Titanium ป้องกันรอยขีดข่วน

J5 (Fixback)



ระบบ Cartridge และลูกปืนนำเข้าจากประเทศเยอรมัน

● Zero retraction

● Import German Bearing



Standard (Quick Disconnect Type)

Innovative Integrated head

Low noise for hearing protection

Spare parts

ระบบ Cartridge และลูกปืนนำเข้าจากประเทศญี่ปุ่น



Bearing



Spindle



Cartridge



Rear cover



Standard (Fixback)



ระบบน้ำและลมแยกออกจากกัน ป้องกันการหยุดของน้ำเมื่อมีแรงดันลมมากเกินไป

Low Speed Turbine Handpiece Set



Specification

Top speed : 20,000 (rpm), Pressure : 0.3 (MPa)

Noise : ≤60dB, Length : 92.8MM

Head diameter : 20MM, Weight : 84.3g

External appearance : Chrome-plated

Spraying Port : External water spray

Coupling type : 4 holes and 2 holes optional

Clinic Brushless Electric Micromotor



	100	1,000	2,000	2,500	10,000	40,000	200,000
16:1		100~2,500 min ⁻¹					
1:1			2,000~40,000 min ⁻¹				
1:5					10,000~200,000 min ⁻¹		



Model : Star 600EM U1
 Speed : 2,000 - 40,000 rpm
 Input Power : AC 100~240v, 50/60Hz
 Noise : ≤60dB
 Torque : 3.4 Ncm
 Weight : 70g

Contra Angle : Increasing

Contra Angle : General Application



Model : Star H202CAPB(R4)
 4:1 Reduction
 LED Fiber Optic

Model : Star H202CAPB
 1:1 Direct drive
 LED Fiber Optic



Model : Star H202CAPB(I5)
 Increasing 1:5
 Fiber Optic
 3 Holes Water Spray
 For FG Bur 1.60mm
 Max Speed : 200,000rpm

1:5 Increasing



Spray and LED fiber optic



Contra Angle : Reduction Implant



Model : Star H202CAPB(R20) IM
 20:1 Reduction
 Fiber Optic
 Internal spray
 Push button chuck
 Torque : 90Ncm

20:1 Increasing



Spray and LED optic

Model : H202-FG
 For FG burs 1.60mm
 Push button
 360° rotation
 Recommended Max 27,000rpm



Contra Angle : General Application

Model : H202-EN
 For engine file
 60° Reciprocating Motion
 Push button
 Recommended Max 3,000rpm



Model : H202-RA
 For RA burs 2.35mm
 Push button
 360° rotation
 Recommended Max 27,000rpm



Model : H202-UD
 For hand file
 Vertical Reciprocating Motion
 Push button
 Stroke : 0.4mm
 Recommended Max 3,000rpm



DENTAL LABORATORY ELECTRIC MOTOR



Specification

- Auto Cruise Function
- Forward / Reverse
- Stepless Speed Control
- E-Type ISO Standard
- Torque : 100 W
- Speed : 2,000 - 40,000 Rpm



ใช้สำหรับงาน Lab หรืองานกรอฟัน

MOBILE DENTAL UNIT : KT800CM

Configuration

- Build-in air compressor : 1 set
- Saliva Ejector : 1 set
- 3-way Syringe : 1 set
- High speed air turbine tube : 1 set
- Low speed air turbine tube : 1 set
- Air foot control : 1set
- Led Curing light : 1 set
- Ultrasonic Scaler : 1 set

Specification

- Noise : 38-50 Db
- Net Weight : 21 Kg.



ใช้ในการทำงานทันตกรรมต่างๆ ภายในหรือภายนอกสถานที่

Low Speed handpiece

(Straight) (Prophy type) (Latch type) (Push type)

(E-Type Air motor)



Specifications

- Standard E-Type Connection
- NON - Optic, External Water
- 1:1 ratio, Direct Drive
- Speed : 22,000 - 40,000 / min-1



Specification

- E-Type ISO Standard
- Speed : 22,000 - 40,000 rpm



Star H201SH Star H201CA-POL Star H201CA Star H201CA(P)

Star H201AM-M4

Dentasept AF Ultra for dental instrument



Disinfectant and cleanser for dental instruments including rotating instruments

แกลลอน 10 ลิตร
แกลลอน 5 ลิตร
แกลลอน 1 ลิตร



ขวดชนิดวัดปริมาตร

ไม่มีอัลดีไฮด์ ไม่มีฟีนอล

ส่วนประกอบหลัก

100 g solution contains
3.6 g N-(3- aminopropyl)
-N-dodecylpropan-1.3-diamine



การใช้งาน : ใช้ฆ่าเชื้อสำหรับเครื่องมือและอุปกรณ์ทางทันตกรรมรวมไปถึง หัวเบอร์ **ไม่มีอัลดีไฮด์ ไม่มีฟีนอล**

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ : Bactericidal (incl. MRSA), Fungicidal, Tuberculocidal Virucidal (HBV / HCV / HIV / BVDV)

1% - 60 min, 2% - 30 min, 3% - 15 min
1% ในเครื่อง Ultrasonic - 5 min

5 ลิตร (1%)
= 500 ลิตรของ
น้ำยาพร้อมใช้งาน



ผลิตภัณฑ์ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อม



Dentosuc daily AD pur for suction system

Disinfection of dental suction systems concentrate

ส่วนประกอบหลัก

100 g solution contains
7.5 g Dimethyldioctylammoniumchloride
0.6 g Benzyl dimethyldodecylammoniumchloride
การใช้งาน : ใช้ฆ่าเชื้อสำหรับระบบ Dental Suction ทุกชนิด โดยใช้ในความเข้มข้น 2% ช่วยทั้งทำความสะอาด และขจัดกลิ่น **ไม่มีฟอง ไม่มีอัลดีไฮด์ ไม่มีฟีนอล ไม่มีคลอรีน**

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ : Bacteria, Calbican (VAH) 2% - 5 min,
Bacteria (EN13727, EN14561) 3% - 2 min, Calbican (EN13624, EN14562) 3% - 2 min
Virucidal (HBV / HCV / HIV) [BGA(RKI)/DW] 2% - 2 min

ไม่มีอัลดีไฮด์ ไม่มีฟีนอล
ไม่มีคลอรีน

แกลลอน 10 ลิตร
แกลลอน 5 ลิตร
แกลลอน 1 ลิตร



ขวดชนิดวัดปริมาตร

NEW

Dentalrapid soft SD liquid surface disinfection



Alcoholic-free rapid surface disinfectant, ready-to-use



ไม่มีอัลดีไฮด์ ไม่มีฟีนอล
ไม่มีแอลกอฮอล์



แกลลอน 10 ลิตร
แกลลอน 5 ลิตร
500 มล.

น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิว



ส่วนประกอบหลัก

100 g solution contains
0.24 g Benzyl-C12-16-alkyldi-methylammonium chloride
0.24 g N, N-didecyl-N, N-dimethyl ammonium chloride
0.24 g C12-14-alkyl[(ethylphenyl)methyl]dimethyl ammonium chloride
การใช้งาน : ใช้ฆ่าเชื้อและทำความสะอาดพื้นผิวได้ทุกชนิด **ไม่มีแอลกอฮอล์ผสม จึงใช้ได้แม้ในวัสดุที่กลัวแอลกอฮอล์เช่น Acrylic glass ไม่มีอัลดีไฮด์ ไม่มีฟีนอล ไม่มีแอลกอฮอล์** จึงไม่เป็นพิษและไม่ทำให้พื้นผิวซีดจางหลังใช้งาน

NEW

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ : Bactericidal (EN13727, EN1276, EN13697) 1 min
Candida albicans as per EN13624, EN1650 and EN13697 1 min
Enveloped viruses (e.g. HBV, HCV and HIV) per RKI/DW 1 min
Rotaviruses as per DW 1 min

Dentalrapid SD liquid surface disinfection



Alcoholic rapid surface disinfectant, ready-to-use
neutral, lemon, flower, fruit fragrance.



แกลลอน 10 ลิตร
แกลลอน 5 ลิตร
500 มล.



NEW

ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีฟีนอล



ส่วนประกอบหลัก

100 g solution contains
43.0 g ethanol
8.0 g 1-propanol
0.055 g didecyldimethylammonium chloride

น้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิว

การใช้งาน : เป็นน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับพื้นผิวทำความสะอาดพื้นผิวที่ทนต่อแอลกอฮอล์ รวมถึงอุปกรณ์ทางการแพทย์ขนาดเล็กที่ใช้ภายนอก (Non-invasive) รวมถึงเฟอร์นิเจอร์ทั่วไปที่มีความอ่อนโยนต่อพื้นผิวของวัสดุและไม่ทำให้ระคายเคืองต่อผิวหนังของผู้ใช้

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ : Bactericidal (EN13727, EN13697) 1 min, Candida albicans as per EN13624 and EN13697 1 min
Enveloped viruses (e.g. HBV, HCV and HIV) 1 min, TbB (Tuberculosis) inactivation (M. terrae) as per EN14348 1 min ;
Adeno-/ noro-/ rotaviruses as per EN14476 1 min

DryWipes, DryWipes Box surface disinfection



แผ่น Wipes สำหรับซุบน้ำยาเองและกล่องบรรจุ



Empty Box



1 กล่องมี 2 ม้วน



Dentalrapid SD Wipes surface disinfection

Disinfectant wipes, ready-to-use
lemon

กล่อง 100 แผ่น

ชนิดเต็ม 100 แผ่น

NEW

ส่วนประกอบหลัก

100 g solution contains
8.0 g 1-propanol
43.0 g ethanol
0.055 g didecyldimethylammonium chloride

ผ้าซุบน้ำยาฆ่าเชื้อเช็ดพื้นผิว ชนิดใช้ได้ทันที

การใช้งาน : เป็น tear-proof moist wipes ผลิตจาก Fleece คุณภาพสูงซึ่งซุบน้ำยาฆ่าเชื้อสำหรับเช็ดทำความสะอาดได้ทั้งพื้นผิวขนาดเล็กหรือวัตถุเล็กๆ มีกลิ่นมะนาว ทำให้สดชื่น

ประสิทธิภาพในการฆ่าเชื้อ : Bactericidal (EN13727, EN13697) 1 min
Candida albicans as per EN13624 and EN13697 1 min
Enveloped viruses (e.g. HBV, HCV and HIV) 1 min
TbB (Tuberculosis) inactivation (M. terrae) as per EN14348 1 min ;
Adeno-/ noro-/ rotaviruses as per EN14476 1 min



ไม่มีแอลกอฮอล์ ไม่มีฟีนอล
เหนียวทนอุ่มน้ำยามากขึ้น

Paradise Dental Technologies



Passionate, Purpose Driven Design™

AMAZING GRACEY

Gracey 1-2 R016



Gracey 3-4 R018



Gracey 11-12 R026



Gracey 13-14 mini R007



Gracey 5-6 R020



Gracey 11-12 mini R006



Gracey 15-16 R030



Gracey 7-8 R022



Gracey 13-14 R028



Gracey 17-18 R032



UNIVERSAL CURETTES

Barnhart 1-2 R060



Barnhart 5-6 R061



Columbia 13-14 R064



Columbia 2L-2R R066



Columbia 4L-4R R067



McCalls 13-14 R069



McCalls 13S-14S R070



McCalls 17-18 R071



Younger Good 7-8 R077



Langer 1-2 R079



Langer 3-4 R080



Langer 5-6 R081



Queen of Hearts R144 **NEW !**



ANTERIOR SCALERS

H5-L5 R090



H5-L5 mini R092



H6-7 R110



U15-33 R113



NEB128-L5 R091



NEB 128-L5 mini R093



H5 - 33 R111



Cattoni 103-106 R128



POSTERIOR SCALERS

204S R135



204SD R136



POSTERIOR & ANTERIOR

Montana Jack R138



Montana Jack Regid R138R



Titanium Nitride Coated Composite Instruments

CSS-2 R514



CSS-3 R518



CSS-4 R522



CSS-5 R526



CSS-6 R530



IPC-T R534



IPC-L R538




8A R542



O'HEHIR NEW MILLENNIUM™ CURETTES

OH 1-2ER R151




OH 15-16ER R157



OH 13-14ER R156



H5-OH2/ Scaler/ O'Hehir R160



Wingrove™ Titanium Implant Instruments

B5-6 Ti R661



L3-4 Ti R680



N128B-L5mini R693



MADE IN USA

PERIOTOMES

Anterior Periotome R256



Posterior Periotome R258



DIAGNOSTIC

Explorer 5 R166



Cotton Plier T043



Single-Piece Construction - No Joints To Fail

Ultimate Edge™ Transformation Kit

T067



Paradise Dental Technologies
 Passionate, Purpose Driven Design

Extracting Forcep

110-026

110-045

110-047

110-052

#23

#69

#88R

#88L

110-065

110-067

110-069

110-071

#150

#150S

#151

#151S

Extracting Forcep Fig

111-051

111-052

#48 Eng Pattern,SS.

#49 Eng Pattern,SS.

Cartridge Syringe Without Aspiration 1.8CC

100-010

Scissor Wagner

KT131-214

KT131-215

Straight 12cm

Curved 12cm

Aspirating Syringe C-Type 1.8CC

100-028

Haemostatic Forcep Baby-Crile (Pean)

113-150

113-151

14CM Straight

14CM Curved

Mouth Gag Molt

KT120-015-9

KT120-015-11

9cm Child

11cm Child

Needle Holder ADSON

121-325

18CM

Suction Tube

132-353

132-351

Poppen 13CM, SS

Frazier 19CM,SS

Amalgam Carriers

96-001

Medium-Jumbo No.1SS

96-002

Large-Jumbo No.2SS

96-003

Jumbo-Jumbo No.3D/Ended SS

Bone Curette Lucas Fig

KT99-045-85

No.85

KT99-045-86

No.86

100%

German Stainless Steel

DENTAL INSTRUMENT



Luxator

KT2-SL



2mm

KT3-SL



3mm

KT3-CL



3mm

KT5-SL



5mm

Hylin Root Elevator

128-225-1



No.1/4MM

128-225-2



No.2/3MM

Hylin Root Elevator Fig

128-225-3



No.3/3MM Left

128-225-4



No.4/3MM Right

Root Tip Pick

KT-RTPS



Straight

KT-RTPR



Right

KT-RTPL



Left

Matrix Retainer

118-100



Toffemire Universal,ss

118-115



Ivory 1 Without Shield SS

Rubber Dam

KT129-100



Punches : Ainsworth 16cm

KT129-120



Clamp Forcep : Ivory 16cm

Cotton Plier & Explorer Stainless Double No.5

103-026



126-206-5



Filling Instruments MORTENSON Fig No.21,SS

112-357-21



Apical Fragment Ejectors Heidbrink No.1-6

97-060



Burnisher No.27/31 S/Handle D/Ended,SS

112-492-27/31



Filling Instruments BENNET Fig No.1,SS (Carver)

112-450



Burnisher White No.29/33 S/Handle D/Ended,SS

112-492-29/33



Filling Instruments WHITE Fig No.3,SS

112-392-3



Burnisher No.31/34 S/Handle D/Ended,SS

112-492-31/34



Filling Instruments WHITE Fig No.4,SS

112-392-4



Filling Instruments No.2 S/Oct/Handle D/Ended,ss

112-300-2



Probe S/E,3-5-5-5-8-5-11-5,SS

126-348



Filling Instruments No.3 S/Oct/Handle D/Ended,ss


112-300-3



ประยุกต์ศาสตร์การนั่งให้ถูกสุขลักษณะกับ **Salli**



Salli Sway



Standard aluminium base



Salli Light


Basic Tilt Sway

- ♥ ช่วยให้ทำงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น
- ♥ ช่วยทำให้หลังตรง เสริมบุคลิกภาพ
- ♥ ทำให้ระบบไหลเวียนภายในไม่ติดขัด
- ♥ บรรเทาอาการปวดหลังทันที
- ♥ นั่งได้นานขึ้น


****ออกแบบโดย R&D ทางกายวิภาคศาสตร์ของแบรนด์ชั้นนำของโลกจากทวีปยุโรป****




Sway mechanism



Fixed width



Width adjustment



Tilt mechanism

D/Sense[®] Crystal[™]

Pain relief in 30 seconds.
Centrix makes treating dentin hyper-sensitivity easier.



Box : 6 x 1.0ml Multi-use syringes, + 24 SofNeedle Tips



Dentin before treatment with D/Sense Crystal.



SofNeedle Tip accurately treats dentin without harming soft tissue.



Dentin after treatment with D/Sense Crystal.

FluoroDose[®]

5% Sodium Fluoride Varnish with Xylitol

The Top Fluoride Varnish Year After Year!



- ช่วยรักษาฟันที่ sensitivity ต่อความเย็นและของหวาน
- ช่วยป้องกันการผุของรากฟัน



1 Box : 1 Tube 10 ml.



Melon



Bubble Gum




Caramel

Injection Cartridge Syringes

MADE from Nickel-Chromium/Polyphenylene sulphide(PPS)

Syringe YDM :



คุณสมบัติเฉพาะ Syringe YDM

- บรรจุหลอดยาชาได้ง่าย
- ทนสารเคมี ทนการกัดกร่อน
- เข้า Autoclave ได้
- ไร้สนิม ทนความร้อนสูง



autoclavable
up to 135°C



MADE IN JAPAN

1S

Elevator B Handle Spear

: Elevator B Handle

1R



1C



Elevator ปลายรูปหอกที่ “คม” และ “บางที่สุด” ของ YDM

Root Elevators

Premium Grade With German Steel



Solid Resin Handle

- ปลายคม เข้าถึงรากฟันได้ดี
- มีความแข็งแรง ทนทาน
- ได้มาตรฐานยุโรป



2mm

straight blade

3mm

straight blade

3mm

curved blade

4mm

Straight blade

4mm


curved blade

5mm

straight blade

5mm

curved blade



Ivory Glass-Fiber Post Kit

No. 1.00 mm. = 6 Pcs. / Purple, No. 1.20 mm. = 6 Pcs. / White
No. 1.30 mm. = 4 Pcs. / Yellow, No. 1.40 mm. = 4 Pcs. / Red
Drill = 4 Pcs. / Manual Wrench 1 Pc.

Refill (1 Box = 5 Pcs.)

No. 1.00 mm. = 5 Pcs. / Purple, No. 1.20 mm. = 5 Pcs. / White
No. 1.30 mm. = 5 Pcs. / Yellow, No. 1.40 mm. = 5 Pcs. / Red




Translucent Glass-Fiber Post Kit

No. 1.00 mm. = 6 Pcs. / Purple, No. 1.20 mm. = 6 Pcs. / White
No. 1.30 mm. = 4 Pcs. / Yellow, No. 1.40 mm. = 4 Pcs. / Red
Drill = 4 Pcs. / Manual Wrench 1 Pc.

Refill (1 Box = 5 Pcs.)

No. 1.00 mm. = 5 Pcs. / Purple, No. 1.20 mm. = 5 Pcs. / White
No. 1.30 mm. = 5 Pcs. / Yellow, No. 1.40 mm. = 5 Pcs. / Red



FiberSite Post

Restorative and Prosthetic

Fiber Site Post Mini Kit

(White 2 mm.)

1 Kit : Post 6 pcs.
Drill = 1 pc. Bar = 1 pc.
Guide = 1 pc. Ruler = 1 pc.

(Yellow 4 mm.)



1 Kit : Post 6 pcs.
Drill = 1 pc. Bar = 1 pc.
Guide = 1 pc. Ruler = 1 pc.

(Orange 5 mm.)

1 Kit : Post 6 pcs.
Drill = 1 pc. Bar = 1 pc.
Guide = 1 pc. Ruler = 1 pc.

Fibersite Post Refill (1 Box = 10 Pcs.)

White 2 mm. / Post 10 pcs.
Yellow 4 mm. / Post 10 pcs.
Orange 5 mm. / Post 10 pcs.



YOUR PARTNER. YOUR PACKAGING.



E-Line Flat Reel เป็นม้วนของซีล ออกแบบให้พนักแน่น ในระหว่างเข้า Autoclave แต่ดึงออกง่ายเมื่อใช้เครื่องมือ พลอตกับไม่มีเศษวัสดุไฟเบอร์หรือพลาสติกหลุดออกมา ทั้งก่อนและหลังการใช้งาน มีความยาว 200 เมตร/ม้วน

FLAT REELS



SIZE	CODE
50 mm - (2 inches)	ER 050
75 mm - (3 inches)	ER 075
100 mm - (4 inches)	ER 100
150 mm - (6 inches)	ER 150
200 mm - (8 inches)	ER 200
250 mm - (10 inches)	ER 250



200 metres

ผลิตจาก Kraft paper และ Plastic film ชนิด Medical grade

NewSeal Plus เป็นเครื่องซีลของสำหรับเครื่องมือทางทันตกรรม เพื่อการอบนึ่งฆ่าเชื้อใน Autoclave สามารถรองรับม้วนของซีลได้หลายขนาด แถบความร้อนมีความทนทาน ให้แถบของการผนึกซีลกว้างถึง 11 มิลลิเมตร ซีลแน่นหนา ไร้ความเสี่ยง

SPECIFICATION

- External Dimension : L.440 x P.320 x H.190 mm
- Dimension. with reels : L.440 x P.365 x H.325 mm
- Retracting blade
- Weight : 7 kg
- Manual switch off



มีระบบปรับความร้อนอัตโนมัติ !!

STRAUSS & CO.
INDUSTRIAL DIAMONDS LTD.

The Latest New Innovation from Strauss & Co

The Safest, the Fastest, the Smoothest Crown & Bridge Adjustment

<p>Round</p> <p>No.A0 A1 A2 A3 A4</p>	<p>Round End Cylinder</p> <p>No.D4R</p>	<p>Round End Taper</p> <p>No.C0 C1 C2 C3 F1R F2R M3 M31 M31S</p>	<p>Gross Reduction</p> <p>No.BR1 BR2 BR3 BR4</p>	<p>Safe End</p> <p>No.L1</p>
<p>Pear</p> <p>No.AB1 AB2 AB3 AB4 AB5</p>	<p>Inverted Cone</p> <p>No.B0 B1 B2 B3</p>	<p>Flat End Cylinder</p> <p>No.D0 D1 D2 D3 D4 D13 D1FR D12FR</p>	<p>Double Inverted Cone</p> <p>No.M1 M5 M51</p>	<p>Inter Proximal</p> <p>No.J10</p>
<p>Football</p> <p>No.K0 K0R K1 K1R K11</p>	<p>Needle</p> <p>No.E1 E2 E3 E12 Z11 Z12</p>	<p>Pointed Cylinder</p> <p>No.E71S E71 E7S E7</p>	<p>Flame</p> <p>No.E4 E5 E6</p>	<p>End Cutting Find Grit</p> <p>No.PR9M PR10F</p>
<p>Flat End Taper</p> <p>No.F02 F03 F09 F3 F4 F114 F1 F2 Z3 Z31 Z32 PR11</p>	<p>Gingival Curettage</p> <p>No.T3 T4 T5 T6</p>	<p>Barrel Grit</p> <p>No.M4 M41</p>		

Magic Touch Kit



	No.A3PF	Magic Touch - adjustments / endo access
	No.A4PF	Magic Touch - adjustments / endo access
	No.E5PF	Magic Touch - adjustments / crown cutting
	No.E7PF	Magic Touch - adjustments / crown cutting
	No.K2PF	Magic Touch - adjustments
	No.PR15PF	Magic Touch - adjustments / detailing
	No.PR2PF	Magic Touch - adjustments
	No.T2PF	Magic Touch - adjustments

Composite Finishing Kit



	No.A4SF	Fine finishing and polishing of the marginal ridge.
	No.E4SF	Fine finishing and polishing of Composite excess restoration margins.
	No.E5SF	Fine finishing and polishing of Composite restoration margins.
	No.K2SF	Fine polishing of Palatal/Lingual surface.
	No.PR2SF	Fine finishing of the Occlusal surface.
	No.T5SF	Fine finishing of Composite excess at margins
	No.A3XXF	Very fine polishing of the marginal ridge.
	No.A4XXF	Very fine polishing of the marginal ridge.
	No.E4XXF	Very fine polishing of Composite excess at margins.
	No.E5XXF	Very fine polishing of Composite excess at margins.
	No.K2XXF	Very fine polishing of palatal/lingual surface.
	No.PR2XXF	Very fine polishing of the occlusal surface.

Premium Line

	No.A1PR	
	A2PR	
	B1PR	
	B3PR	
	D1PR	
	E1PR	
	A3PR	
	A4PR	
	B2PR	
	K2PR	

	No.PR12M	Producing 0.5 mm depth cut.
	No.PR13M	Producing 0.3 mm depth cut.
	No.A0F	Defining the finish line.
	No.PR15XXF	Fine polishing of margins.
	No.PR15SF	Finishing and polishing margins.

The Future of
Dental Technology
Today





คุณสมบัติ

1. Bevel mark ชัดเพื่อการฉีดยาที่แม่นยำ
2. มีฐานยึดเข็มแน่นหนา ฉีดได้มั่นใจ
3. ปลายเข็มแบบ Tri-bevel ฉีดไว ไม่เจ็บ
4. ปลายเคลือบซิลิโคน เสียบเข้าหลอดง่าย ไม่ทำให้ถูกยางฉีกหรือหลุด

ผลิตได้มาตรฐาน DIN ISO9001/EN46001

ผลิตโดยผู้ผลิตเข็มฉีดยาที่มีประสบการณ์มากกว่า 30 ปี




ปลายเข็มเป็น TRI-BEVEL ให้ความรู้สึกเจ็บปวดน้อย




ฆ่าเชื้อด้วย Etelene Oxide
ออกแบบให้ยาซาไหลผ่านปลายเข็มได้ในปริมาณมากกว่า

เข็มฉีดยา **ทรานส์โคเด็นท์** ผลิตจากโลหะพิเศษช่วยลด
ความเจ็บขณะฉีดให้เหลือน้อยที่สุด เพื่องานทันตกรรมยุคใหม่



Denbur, Inc.

แปรงและฟู่กันทาวีสดู.. ที่ตัดโค้งให้เข้าทำงานได้ทุกส่วนของช่องปาก



Magic-Brush for superior control



Fracfinder

for finding tooth fracture



Fracfinder Colour 1 Pack = 4 Pcs.



Master-Brush

for manificent application



ผลิตภัณฑ์แปรงทาวีสดูต่างๆ ชนิดปรับมุมองได้ ไม่ติดกลับ ขนแปรงไม่อมน้ำ เข้าถึงตำแหน่งต่างๆ ได้ง่าย
ขนแปรงยึดติดกันอย่างแน่นหนาไม่หลุดร่วง ใช้งานได้สะดวกร่วมกับวัสดุทุกชนิดในท้องตลาด



- 1 Box : Master-Brush White 600 Pcs.
- 1 Box : Magic-Brush Blue 600 Pcs. Size S
- 1 Box : Magic-Brush Silver 600 Pcs. Size S
- 1 Box : Magic-Brush Teal 600 Pcs. Size M



ASSA Dental Cotton Rolls

เนื้อนุ่ม ซึมซับได้ดี ใช้ง่าย สบายงบ

Cotton Roll (1 Pack : 1,000 Pc.)





X-CURE

Broad spectrum, high light intensity

Curing Handpiece

3 Led Lamp : 5 watt high power blue light LED

1 Led purple lamp : 5 watt high power LED

Led lamp Life time up to : 100,000 hours, Wave length : 385-520 nm.

Weight : 278 g., Light Intensity : 2300 mW/cm² - 2500 mW/cm²

3 Modes

1. Check mode ตรวจสอบคราบพลัค ฟันผุ
2. High mode ใช้งานจัดฟัน
3. Soft mode ใช้งานบูรณะฟัน

1 YEAR WARRANTY

2 Modes

- Mode P1 แสง Full power 2500 mW/cm²
ปรับเวลาที่ 1 วินาที หรือ 3 วินาที
- Mode P2 แสง 1300-1500 mW/cm²
ปรับเวลาที่ 5-20 วินาที

iLed

One second curing two mm resin

Dimensions : 25mm x 25mm x 240mm

Weight : 278 g., Battery : Lithium

Wave length : 420-480 Nanometer

Light intensity : 1000-2500 mW/cm²

ใช้เพื่อการฉายแสงวัสดุอุดฟันตลอดจนงานฉายแสงทางทันตกรรม



ใช้เพื่อการฉายแสงวัสดุอุดฟันตลอดจนงานฉายแสงทางทันตกรรม



UDS-P LED

Comfortable scaling

3 Modes

- Mode G : ใช้ในงาน Scaling indicator
- Mode P : ใช้ในงาน Perio indicator
- Mode E : ใช้ในงาน Endo indicator

Power input : 110V~ 50Hz/60Hz 200-240V~ 50Hz/60Hz

Main unit input : 24V~ 1.3A

Output power : 3W~20W, Frequency : 28kHz ± 3kHz

Water pressure : 0.1bar~ 5bar(0.01MPa~ 0.5MPa)

Main unit weight : 0.68 kg., Adapter weight : 1.2 kg.

Dimensions : 178mm x 145mm x 89mm

Refill 4 Size = G1, G2, G3, G4
Refill Assorted = G1=2, G2=1, G4=1, P1=1



(1 Pack = 5 Pcs.)

ใช้สำหรับขูดหินน้ำลาย และงานต่างๆ ทางทันตกรรม



Paradise Dental Technologies
Passionate. Purpose Driven Design™



DARPHIE (THAILAND) CO.,LTD.

— * * 0-2293-1800-4 * * —

สแกนเลย !!

